

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE - PRZEPLYWOWE

Zakupiliśmy 10 lamp bakteriobójczych – przepływowych.

9 lamp naściennych, które zostały zamontowane w:

- gabinet zabiegowy
- gabinet nr. 13
- gabinet nr. 10
- gabinet nr. 7
- gabinet stomatologiczny
- gabinet ginekologiczny
- korytarze – 3 szt.

1 lampa jezdna – którą można przemieszczać pomiędzy gabinetami, które nie posiadają lampy naściennej.

Dezynfekcja powietrza za pomocą **promieni UV-C** odbywa się w lampach przepływowych wewnątrz komory dezynfekcyjnej. Skażone powietrze zasysane jest przez wentylator – po przejściu przez filtr zatrzymujący kurz oraz inne zanieczyszczenia trafia do komory dezynfekcyjnej. Natężenie promieniowania UV-C i czas przebywania powietrza wewnątrz komory są tak dobrane, że powietrze wydmuchiwane na zewnątrz lampy jest praktycznie wolne od drobnoustrojów.

Ważne! – Dzięki temu, że promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz podczas pracy lampy mogą obok przebywać ludzie.